


Anticorpo Policlonale Anti-Pde3A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14432

Numero articolo: CM0023920



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per PDE3A, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e la segnalazione cAMP/cGMP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PDE3A Rabbit pAb
Note/Alias	HTNB; CGI-PDE; CGI-PDE A; CGI-PDE-A; PDE3A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5139
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 380-660 della PDE3A umana (NP_000912.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14432
Peso Proteico	125kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio