

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pde3A Per Wb, Ip, Elisa - Q9Z0X4

Numero articolo: CM0029654

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PDE3A di topo, generato contro un frammento ricombinante (aa 550-700). Validato per WB, IP, ELISA. Specifico per PDE3A di topo, una fosfodiesterasi cAMP inibita dal cGMP coinvolta nella segnalazione dei nucleotidi ciclici e nell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PDE3A Rabbit pAb
Note/Alias	HTNB; CGI-PDE; CGI-PDE A; CGI-PDE-A
Specie	Topo
GeneID (Umano)	5139
GeneID	54611
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 550-700 di PDE3A di topo (NP_061249.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q9Z0X4
Peso Proteico	125 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio