


Anticorpo Policlonale Anti-Pde3B Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q13370

Numero articolo: CM0025800



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PDE3B purificato per affinità e validato per WB ed ELISA. Rileva PDE3B umana e murina, una fosfodiesterasi a doppia specificità coinvolta nell'angiogenesi e nella funzione cardiaca. Ideale per uso nella ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PDE3B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HcGIP1; cGIPDE1; PDE3B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5140
ID Gene	5140
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 400-660 della PDE3B umana (NP_000913.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q13370
Peso proteico	124kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio