


Anticorpo Policlonale Anti-Pde4A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27815

Numero articolo: CM0019432



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PDE4A (fosfodiesterasi 4A dell'AMP ciclico 3',5'), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla segnalazione cAMP e screening farmacologico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PDE4A pAb coniglio
Osservazioni/Alias	PDE4; DPDE2; PDE46; PDE4A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5141
ID Gene	5141
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 325-410 della PDE4A umana (NP_001104777.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P27815
Peso proteico	98kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio