

Anticorpo Policlonale Anti-Pde4B Per Wb, Elisa - Q07343

Numero articolo: CM0021243



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il PDE4B umano (DPDE4, PDEIVB). Validato per WB e ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione di cAMP e studi di sviluppo di farmaci.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PDE4B Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	DPDE4, PDEIVB, PDE4B
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	5142
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 636-736 del PDE4B umano (NP_002591.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q07343
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio