

Anticorpo Policlonale Anti-Pde4C Per If/Icc, Elisa - Q08493

Numero articolo: CM0017898



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PDE4C umano (fosfodiesterasi 4C specifica per cAMP). Validato per IF/ICC ed ELISA. Adatto per studi sulla segnalazione del cAMP in campioni umani e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	PDE4C Rabbit pAb
Note/Alias	DPDE1, PDE21, PDE4C
Specie	Umano
ID del gene (umano)	5143
ID del gene	5143
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 638-712 di PDE4C umano (NP_000914.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, ratto
SWISS	Q08493
Peso della proteina	80 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante