

Anticorpo Policlonale Anti-Pde4D Per Wb, Elisa - Q08499

Numero articolo: CM0018722



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting PDE4D umano, una fosfodiesterasi specifica per cAMP. Validato per WB ed ELISA; cross-reagisce con umano e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione cAMP e relative applicazioni di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PDE4D Rabbit pAb
Note/Alias	DPDE3; PDE43; STRK1; ACRDYS2; HSPDE4D; PDE4DN2; PDE4D
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5144
GeneID	5144
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 249-518 del PDE4D umano (NP_001184152.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q08499
Peso Proteico	91kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio