

## Anticorpo Policlonale Anti-Pde4Dip Per Wb, Elisa - Q5Vu43

Numero articolo: CM0028988

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting PDE4DIP umana (Miomegalina). Validato per WB, ELISA; cross-reagisce con il topo. Ideale per la dinamica dei microtubuli, la biologia del muscolo cardiaco e la ricerca sui centrosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | PDE4DIP Rabbit pAb                                                                                                                |
| Osservazioni/Alias  | MMGL; CMYA2; PDE4DIP                                                                                                              |
| Specie              | Umano                                                                                                                             |
| Gene ID (Umano)     | 9659                                                                                                                              |
| Gene ID             | 9659                                                                                                                              |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-310 della PDE4DIP umana (NP_071754.3). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                             |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reattività crociata | Topo                                                                                                                              |
| SWISS               | Q5VU43                                                                                                                            |
| Peso proteico       | 265kDa                                                                                                                            |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                |