


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pde5A Per Wb, Elisa - O76074

Numero articolo: CM0028106



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PDE5A (fosfodiesterasi specifica per il cGMP). Validato per WB ed ELISA in umano, topo e ratto. Utilizzato nello studio delle vie di segnalazione del cGMP e dell'ossido nitrico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PDE5A Rabbit pAb
Note/Alias	CN5A; PDE5; CGB-PDE; PDE5A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8654
GeneID	8654
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 di PDE5A umana (NP_001074.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O76074
Peso Proteico	100kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio