

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pde6B Per Wb, Ihc-P, Elisa - P35913

Numero articolo: CM0027841

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PDE6B di alta qualità validato per Western blot, IHC-P e ELISA. Reagisce con PDE6B umana, di topo e di ratto, un enzima chiave nella fototrasduzione. Ideale per la ricerca sulla vista.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PDE6B Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	rd1; PDEB; RP40; CSNB3; CSNBAD2; GMP-PDEbeta; PDE6B
Specie	Umana
GenelD (Umana)	5158
GenelD	5158
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-190 della PDE6B umana (NP_001138763.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P35913
Peso proteico	98kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio