

Anticorpo Policlonale Anti-Pde6D Per Wb, If/Icc, Elisa - O43924

Numero articolo: CM0016962



introduzione

Anticorpo Policlonale PDE6D di CamelBio (pAb di coniglio) convalidato per WB, IF/ICC, ELISA su umano, topo, ratto. Ideale per lo studio del traffico di proteine prenilate e del targeting ciliare nella ricerca e nella diagnostica. Approvvigionamento unico di materie prime IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PDE6D pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	PDED; JBTS22; PDE6D
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5147
ID Gene	5147
Immunogeno	Proteina Ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-150 della PDE6D umana (NP_002592.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43924
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio