

Anticorpo Policlonale Anti-Pde7A Per Wb, Elisa - Q13946

Numero articolo: CM0016459



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ad alta affinità e specifico per la cAMP fosfodiesterasi 7A, validato per applicazioni WB ed ELISA su campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per lo studio della segnalazione del cAMP e della biologia muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PDE7A Rabbit pAb
Note/Alias	HCP1; PDE7; PDE7A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5150
ID Gene	5150
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 345-456 della PDE7A umana (NP_002594.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13946
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio