


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pde8A Per Wb, Elisa - O60658

Numero articolo: CM0017232



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PDE8A umano, validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione del cAMP e sulla morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PDE8A Rabbit pAb
Note/Alias	HsT19550, PDE8A
Specie	Umano
GeneID (umano)	5151
GeneID	5151
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 della PDE8A umana (NP_002596.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	O60658
Peso della proteina	93 kDa
Spedizione	Impacco refrigerante