


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pdf Per Wb E Elisa - Q9Hbh1

Numero articolo: CM0018048



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-PDF validato per WB e ELISA su umano, topo, ratto. Mira alla peptide deformilasi mitocondriale per studi sulla biosintesi proteica e lo sviluppo di IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PDF Coniglio pAb
Note/Alias	PDF
Specie	Umano
GeneID	64146
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli aminoacidi 40-243 del PDF umano (NP_071736.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9HBH1
Peso proteico	27 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio