


Anticorpo Policlonale Anti-Pdgfa Per Ihc-P, Elisa - P04085

Numero articolo: CM0021387



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PDGFA umano, convalidato per IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per la ricerca sullo sviluppo, la proliferazione cellulare e la guarigione delle ferite.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PDGFA Rabbit pAb
Note / Alias	PDGF1; PDGF-A; PDGFA
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5154
GeneID	5154
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-110 della PDGFA umana (NP_002598.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo
SWISS	P04085
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio