


Anticorpo Policlonale Anti-Pdgfb Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01127

Numero articolo: CM0016764



introduzione

Anticorpo policlonale targeting PDGFB umano (sottounità B del fattore di crescita derivato dalle piastrine), validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con il ratto; rileva una banda di 27 kDa. Utile per studi sulla proliferazione cellulare, l'angiogenesi e la biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	PDGFB Rabbit pAb
Note/Alias	SIS; SSV; IBGC5; PDGF2; c-sis; PDGF-2; PDGFB
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	5155
ID Gene	5155
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 140-241 del PDGFB umano (NP_002599.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Ratto
SWISS	P01127
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio