


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pdgfb Per Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P01127

Numero articolo: CM0007606



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il PDGFB umano (P01127). Indicato per WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Reagisce anche con le proteine di topo e ratto. Validato con immunogeno peptidico sintetico. Ideale per studi sulla proliferazione cellulare e in oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-PDGFB
Note/alias	SIS; SSV; IBGC5; PDGF2; c-sis; PDGF-2; PDGFB
Specie	Umana
GeneID	5155
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 142-241 del PDGFB umano (NP_002599.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P01127
Peso della proteina	27 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante