

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pdgfd Per Wb Ed Elisa - Q9Gzp0

Numero articolo: CM0019720

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PDGFD umano (IEGF, SCDGF-B). Validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso il topo. Adatto per la ricerca sulla proliferazione cellulare, angiogenesi, guarigione delle ferite e oncogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PDGFD Rabbit pAb
Note/Alias	IEGF; SCDGFB; MSTP036; SCDGF-B; PDGFD
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	80310
Gene ID	80310
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 19-307 di PDGFD umano (NP_079484.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q9GZP0
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio