

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pdgfd Per Wb, Elisa - Q9Gzp0

Numero articolo: CM0025084

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-PDGFD validato per WB e ELISA con reattività umana e murina. Prende di mira il fattore di crescita derivato dalle piastrine D, coinvolto nella proliferazione cellulare, nella migrazione e nell'angiogenesi. Adatto per la ricerca sul cancro e la biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PDGFD Rabbit pAb
Note/Alias	IEGF; SCDGFB; MSTP036; SCDGF-B; PDGFD
Specie	Umana
ID Gene	80310
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 della PDGFD umana (NP_079484.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Murina
SWISS	Q9GZP0
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio