

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pdgfd Per Wb, Elisa - Q9Gzp0

Numero articolo: CM0013058

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PDGFD validato per WB ed ELISA. Reagisce con PDGFD umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sulla proliferazione cellulare, lo sviluppo e la cicatrizzazione delle ferite. Q9GZP0.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb PDGFD di coniglio
Note/alias	IEGF; SCDGFB; MSTP036; SCDGF-B; PDGFD
Specie	Umano
GenelD (umano)	80310
GenelD	80310
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9GZP0
Peso della proteina	43 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante