

Anticorpo Monoclonale Anti-Pdgfra Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P16234

Numero articolo: CM0010439



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit anti-PDGFRa validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Riconosce il PDGFRa (CD140A) umano, murino e di ratto. Immunogeno ricombinante (aa 24-528). Ideale per la ricerca oncologica e sullo sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb rabbit anti-PDGFRa
Note/alias	CD140A, PDGFR2, PDGFR-2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5156
GeneID	5156
Immunogeno	Proteina ricombinante (24-528 aa del PDGFRa umano)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P16234
Peso della proteina	123 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante