

Anticorpo Monoclonale Coniugato Anti-Pdgfra/Cd140A Di Coniglio () Per Citometria A Flusso - P16234

Numero articolo: CM0009595



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio coniugato ad , diretto contro PDGFR α /CD140a umano e murino. Convalidato per citometria a flusso, ideale per studi sulla segnalazione dei recettori tirosin-chinasi e sullo sviluppo biologico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb anti-PDGFR α /CD140a umano/murino di coniglio
Note/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
Specie	Uomo
GeneID	5156
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-524 di PDGFR α umano (NP_006197.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P16234
Peso proteico	24kDa/82kDa/123kDa
Spedizione	Buste di ghiaccio