

Anticorpo Policlonale Anti-Pdgfra/Pdgfr Alfa Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16234

Numero articolo: CM0019715



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro PDGFR alfa umano (CD140a). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dei recettori tirosin-chinasi, il cancro e la biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PDGFR alfa coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; PDGFR alfa
Specie	Umano
GeneID (umano)	5156
GeneID	5156
Immunogeno	Proteina ricombinante, proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 896-1059 del PDGFR alfa umano (NP_006197.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P16234
Peso proteico	123kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio