


Anticorpo Policlonale Anti-Pdgfrb Per Wb - P09619

Numero articolo: CM0017703



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PDGFRB (P09619) per Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, mouse e ratto. Adatto per la ricerca e lo sviluppo IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PDGFRB Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; PDGFRB
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5159
Gene ID	5159
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 900-1000 di PDGFRB umano (NP_002600.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Mouse, Ratto
SWISS	P09619
Peso Proteico	124 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio