


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Pdgfrb Per Wb, If/Icc, Elisa - P09619

Numero articolo: CM0002852



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PDGFRB umano (CD140B). Validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Alta specificità per PDGFRB; cross-reagisce con umano e topo. Adatto per lo studio delle vie di segnalazione PDGF.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PDGFRB Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; PDGFRB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5159
GeneID	5159
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1000-1106 del PDGFRB umano (P09619).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P09619
Peso Proteico	124kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio