


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pdgfrb Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09619

Numero articolo: CM0020656



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PDGFRB umano (recettore beta del fattore di crescita derivato dalle piastrine). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca su angiogenesi, proliferazione cellulare e segnalazione del recettore tirosin-chinasico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PDGFRB Rabbit pAb
Note/Alias	IMF1, KOGS, IBGC4, JTK12, PDGFR, PENTT, CD140B, PDGFR1, PDGFR-1, PDGFRB
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5159
ID Gene	5159
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P09619
Peso Proteico	124kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio