

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pdgfrl Per Wb, Elisa - Q15198

Numero articolo: CM0027660

introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio PDGFRL (PDGRL/PRLTS) rileva la proteina simil-recettore del fattore di crescita derivato dalle piastrine umano e murino, un soppressore tumorale. Adatto per WB ed ELISA, 42 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio PDGFRL
Osservazioni/Alias	PDGRL; PRLTS; PDGFRL
Specie	Umano
GenelD (Umano)	5157
GenelD	5157
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 15-205 di PDGFRL umano (NP_006198.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q15198
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio