

Anticorpo Monoclonale Anti-Pdha1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P08559

Numero articolo: CM0003875



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PDHA1 di alta qualità validato per applicazioni Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Specifico per PDHA1 umano, di topo e di ratto, una chiave enzima mitocondriale che collega la glicolisi e il ciclo dell'acido citrico. Adatto per ricerche metaboliche e studi sulle malattie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PDHA1 Rabbit mAb
Note/Alias	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; PDHA1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5160
GeneID	5160
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 della PDHA1 umana (P08559).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P08559
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Ghiaccio secco