

Anticorpo Monoclonale Anti-Pdha1 Per Wb - P08559

Numero articolo: CM0004488



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per PDHA1 umano, adatto per WB e ELISA. Cross-reagisce con PDHA1 di topo. Bersaglia un enzima mitocondriale chiave che collega la glicolisi e il ciclo TCA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PDHA1 Rabbit mAb
Note/Alias	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; PDHA1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5160
Gene ID	5160
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 248-348 del PDHA1 umano (NP_000275.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	P08559
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio