

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pdha1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P08559

Numero articolo: CM0018799



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per PDHA1 umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio del complesso mitocondriale della piruvato deidrogenasi e del metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PDHA1 Rabbit pAb
Annotazioni/Nomi alternativi	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; PDHA1
Specie	Umana
GeneID (umano)	5160
GeneID	5160
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-390 della PDHA1 umana (NP_000275.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P08559
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio