

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pdha2 Per Wb, If/Icc Ed Elisa - P35487

Numero articolo: CM0016013

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro PDHA2, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociato con umano, topo e ratto. Rileva una proteina mitocondriale di 43 kDa nel testicolo, adatta per studi sul complesso del piruvato deidrogenasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PDHA2 Coniglio pAb
Note/Alias	Pdha1; PDHA2
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	5161
ID Gene (Topo)	18598
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 230-391 del PDHA2 di topo (NP_032837.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, umano, topo, ratto
SWISS	P35487
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio