

Anti-Pdhb Coniglio Anticorpo Monoclonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - P11177

Numero articolo: CM0009566



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PDHB umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Cross-reatta con topo e ratto. Adatto per la ricerca metabolica e lo sviluppo di saggi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PDHB Coniglio mAb
Note/Alias	PDHBD; PHE1B; E1beta; PDHE1B; PDHE1-B; PDHB
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5162
Gene ID	5162
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 260-359 della subunità beta E1 del piruvato deidrogenasi umano (P11177).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P11177
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio