

Anti-Pdhb Conanticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb E Elisa - P11177

Numero articolo: CM0026079



introduzione

Conanticorpo Policlonale di Coniglio PDHB validato per Western blot e ELISA. Rileva PDHB umano, murino e ratto. Adatto per ricerche sul complesso piruvato deidrogenasi, metabolismo del glucosio e disturbi mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PDHB Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PDHBD; PHE1B; E1beta; PDHE1B; PDHE1-B; PDHB
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5162
Gene ID	5162
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-300 del PDHB umano (NP_000916.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P11177
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio