

Anticorpo Policlonale Anti-Pdia2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13087

Numero articolo: CM0015289

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PDIA2 umano, adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva bersagli umani, murini e ratto. Utile per lo studio delle funzioni di chaperone del reticolo endoplasmatico e di legame degli estrogeni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PDIA2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PDI; PDA2; PDIP; PDIR; PDIA2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	64714
GenelD	64714
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 326-525 del PDIA2 umano (NP_006840.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q13087
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio