

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pdia4 - P13667

Numero articolo: CM0027516



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina PDIA4 umana (ERP70/ERP72).
Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA.
Reagisce in modo crociato con topo e ratto.
Adatto per ricerche sulla protein disolfuro isomerasi e sullo stress del reticolo endoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PDIA4 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ERP70; ERP72; ERp-72; PDIA4
Specie	Umana
GeneID (Umana)	9601
GeneID	9601
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 della PDIA4 umana (NP_004902.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P13667
Peso proteico	73 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio