

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pdia6 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15084

Numero articolo: CM0024829



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato al PDIA6 umano (ERP5/P5). Validato per WB, IHC-P, ELISA; reazione crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle piastine e sullo stress del RE. ~48 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PDIA6 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	P5, ERP5, TXNDC7, PDIA6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10130
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-300 del PDIA6 umano (NP_005733.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15084
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio