


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pdk1/Pdhk1 Per Wb, Elisa - Q15118

Numero articolo: CM0004948



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro PDK1/PDHK1 umano (Q15118), validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per lo studio del metabolismo del glucosio e della segnalazione da ipossia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PDK1/PDHK1 Rabbit mAb
Note/Alias	PDK1; piruvato deidrogenasi chinasi 1; PDK1/PDHK1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5163
GeneID	5163
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di PDK1/PDHK1 umano (Q15118).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q15118
Peso proteico	49 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio