

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pdk1/Pdhk1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15118

Numero articolo: CM0008755



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PDK1/PDHK1, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio del metabolismo del glucosio, dell'ipossia e della funzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PDK1/PDHK1 mAb di coniglio
Note/Alias	PDK1; piruvato deidrogenasi chinasi 1; PDK1/PDHK1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5163
ID Gene	5163
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15118
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio