

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pdk1/Pdhk1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15118

Numero articolo: CM0015701



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro PDK1/PDHK1 (piruvato deidrogenasi chinasi 1) umano. Validato per WB, IF/ICC e ELISA, con reattività incrociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio della regolazione del metabolismo glucidico e della risposta all'ipossia. ~49 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PDK1/PDHK1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PDK1; PDK1/PDHK1
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	5163
ID Gene	5163
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 337-436 di PDK1/PDHK1 umano (NP_002601.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15118
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio