


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pdk1/Pdpk1 Per Wb Ed Elisa - O15530

Numero articolo: CM0023024



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PDK1/PDPK1, adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della segnalazione dell'insulina e delle vie di proliferazione e sopravvivenza cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PDK1/PDPK1 Rabbit pAb
Note/alias	PDK1, PDPK2, PDPK2P, PRO0461, PDK1/PDPK1
Specie	Umana
ID del gene (umano)	5170
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 409-556 di PDK1/PDPK1 umano (NP_002604.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O15530
Peso della proteina	63 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante