

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pdk2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15119

Numero articolo: CM0012657



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità diretto contro PDK2 umano (chinasi 2 della piruvato deidrogenasi). Validato per WB, IHC-P ed ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo e sul diabete.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-PDK2
Note/alias	PDHK2; PDKII; PDK2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5164
GeneID	5164
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 308-407 della PDK2 umana (Q15119).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q15119
Peso della proteina	39 kDa/46 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante