

Anti-Pdk2 Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15119

Numero articolo: CM0026357



introduzione

Anti-PDK2 Anticorpo Policlonale Coniglio validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva PDK2 umano, murino e di ratto. Ideale per lo studio della regolazione del metabolismo del glucosio e degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PDK2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PDHK2; PDKII; PDK2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5164
GeneID	5164
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 128-407 del PDK2 umano (NP_002602.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q15119
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio