


Anticorpo Policlonale Anti-Pdk3 Per Wb, Elisa - Q15120

Numero articolo: CM0030246



introduzione

Il PDK3 Rabbit pAb rileva il PDK3 umano, murino e ratto. Adatto per WB ed ELISA, questo anticorpo agisce su una chinasi mitocondriale coinvolta nella regolazione del metabolismo del glucosio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PDK3 Rabbit pAb
Note/Alias	CMTX6; GS1-358P8.4; PDK3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5165
GeneID	5165
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 137-406 del PDK3 umano (NP_005382.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15120
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio