


Anticorpo Policlonale Anti-Pdk3 Per Wb, Elisa - Q15120

Numero articolo: CM0018537



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PDK3 umano, validato per Western blot ed ELISA. Bersaglia l'isozima 3 della piruvato deidrogenasi chinasi mitocondriale, un regolatore del metabolismo del glucosio e della respirazione aerobica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PDK3 Rabbit pAb
Note/Alias	CMTX6; GS1-358P8.4; PDK3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5165
GeneID	5165
Immunogeno	Proteina ricombinante, proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 137-406 di PDK3 umano (NP_005382.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q15120
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio