


Anticorpo Policlonale Anti-Pdlim4 Per Wb, If/Icc, Elisa - P50479

Numero articolo: CM0022657



introduzione

PDLIM4 Rabbit pAb (P50479) è un anticorpo policlonale convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA su umano, topo e ratto. Bersaglia la proteina 4 a dominio PDZ e LIM, che sopprime l'attivazione di SRC e regola la riorganizzazione del citoscheletro di actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PDLIM4 Rabbit pAb
Note/Alias	RIL; PDLIM4
Specie	Umano
GeneID (umano)	8572
GeneID	8572
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-210 di PDLIM4 umano (NP_003678.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P50479
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio