

Anticorpo Policlonale Anti-Pdlim5 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q96Hc4

Numero articolo: CM0030173



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting PDLIM5 umano, adatto per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con topo, ratto. Ideale per lo studio dello sviluppo cardiaco, della cardiomiopatia e dei disturbi neuropsichiatrici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome del prodotto	PDLIM5 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	L9; ENH; LIM; ENH1; PDLIM5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10611
GeneID	10611
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 317-596 di PDLIM5 umano (NP_006448.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96HC4
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio