

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pdlim5 Per Wb, Elisa - Q96Hc4

Numero articolo: CM0019234



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PDLIM5 validato per WB ed ELISA. Reagisce con l'uomo. PDLIM5 funge da impalcatura per la PKC nei dischi Z cardiaci e modella le spine dendritiche; è implicato nel disturbo bipolare e nella schizofrenia. Ideale per la ricerca cardiologica e neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PDLIM5 Rabbit pAb
Note/Alias	L9; ENH; LIM; ENH1; PDLIM5
Specie	Uomo
ID genico	10611
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-400 di PDLIM5 umano (NP_006448.5).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q96HC4
Peso della proteina	64 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante