

Anticorpo Policlonale Anti-Pdp1 Per Wb - Q9P0J1

Numero articolo: CM0015703

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la PDP1 umana, una piruvato deidrogenasi fosfatasi mitocondriale. Adatto per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con essere umano, topo e ratto. Peso molecolare previsto 61 kDa. Ideale per la ricerca sul metabolismo e sui mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PDP1 Rabbit pAb
Note/Alias	PDH; PDP; PDPC; PPM2A; PPM2C; PDP1
Specie	Umana
GeneID (umano)	54704
GeneID	54704
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 72-260 della PDP1 umana (NP_060914.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9P0J1
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio