

Anticorpo Policlonale Anti-Pdp2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2J9

Numero articolo: CM0024591

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la PDP2 umana, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della regolazione della piruvato deidrogenasi mitocondriale e dell'immunometabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PDP2 Rabbit pAb
Note / Alias	PPM2B, PDPC 2, PPM2C2, PDP2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	57546
GeneID	57546
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 67-250 della PDP2 umana (NP_065837.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9P2J9
Peso Proteico	60 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio