

Anticorpo Policlonale Anti-Pdx1 Per Wb Ed Elisa - P52945

Numero articolo: CM0014294



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-PDX1 validato per Western blot ed ELISA, riconosce PDX1 umano e murino (31 kDa). Ideale per la ricerca sul diabete e sullo sviluppo pancreatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb Coniglio PDX1
Note/Alias	GSF, IPF1, IUF1, IDX-1, MODY4, PDX-1, STF-1, PAGEN1, PDX1
Specie	Umano
ID Gene	3651
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 di PDX1 umano (NP_000200.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P52945
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio